



РАЗБАВИТЕЛЬ СЕМЕНИ ОПТИМИА

Производитель: Magapor

Биологический раствор с эксклюзивной формулой Магарог для сохранения спермы. Его состав повышает антибактериальную и буферную способность и, следовательно, — уровень безопасности производимых сперматоз.

Преимущества

- Мягкое, быстрое разбавление.
- Позволяет сохранить семя до пяти дней.
- Лучшее соотношение цена/качество.
- Содержит две буферные субстанции для улучшения контроля pH.
- Не содержит животных протеинов.

Биологические свойства

- Оптимальный pH – 6,9-7,5.
- Время стабилизации – 15-20 мин.
- Оптимальная осмоляльность – 325-350 (mOsm/кг).
- 4,2-4,9 градусов BRIX.

Упаковка

Доступные форматы:

- Пакеты 1 литр – в одной коробке 200 пакетов, коробка размером 39,5 x 23,5 x 30 см и массой 10,5 кг.
- Пакеты 5 литров – в одной коробке 60 пакетов, коробка размером 39,5 x 23,5 x 30 см и массой 15 кг.
- Пакеты 100 литров – в одной коробке 3 пакета, коробка размером 39,5 x 23,5 x 30 см и массой 14,5 кг.

Производитель

Магарог, Испания.
