



РАЗБАВИТЕЛЬ СЕМЕНИ СПЕРМАКС

Производитель: **Magapor**

Новейший разбавитель, разработанный Магапор. Его инновационная формула содержит антиоксиданты, мембранные протекторы и активные прекурсоры последнего поколения.

Преимущества

- Поддерживает митохондриальную активность в оптимальных условиях для взаимодействия спермы с репродуктивным трактом самок.
- Защищает сперму во время хранения и транспортировки, гарантируя максимальную жизнеспособность при оплодотворении.
- Обеспечивает максимальную энергию сперматозоидов и длительную защиту сперматозоидов.
- Улучшенное антибактериальное действие.

Биологические свойства

- Оптимальный pH – 6,9-7,5.
- Время стабилизации – 15-20 мин.
- Оптимальная осмоляльность – 290-320 (mOsm/кг).
- 3,8-4,5 градусов BRIX.

Упаковка

Доступные форматы:

- Пакеты 1 литр – в одной коробке 6 кейсов по 25 пакетов, кейс размеров 11 x 28 x 12 см и массой 1,2 кг, коробка размером 39,5 x 23,5 x 30 см и массой 8 кг.
- Пакеты 5 литров – в одной коробке 60 пакетов, коробка размером 39,5 x 23,5 x 30 см и массой 14 кг.
- Пакеты 100 литров – в одной коробке 3 пакета, коробка размером 39,5 x 23,5 x 30 см и массой 14 кг.

Производитель

Магарог, Испания.
