



СИСТЕМА ДЛЯ УПАКОВКИ СЕМЕНИ ХРЯКА БЭГМАТИК

Производитель: Magapor
Автоматическая упаковка и маркировка сперматоз, 950 единиц/час

Преимущества

- Быстрая и точная упаковка.
- Имеет программное обеспечение и возможности подключения.
- Простота очистки.
- Простота эксплуатации и обслуживания.

Биологические свойства

Быстрая и точная упаковка:

- Упаковывает 950 шт./час.
- Высокая точность дозирования +/-1г.

Программное обеспечение и возможности подключения:

- Функция автоматической проверки для быстрой диагностики сбоев.
- Возможность работы независимо от ПК.

Простота очистки:

- Устройство изготовлено из нержавеющей стали и анодированного алюминия.
- Эtiquетировщик расположен внутри устройства, а доступ к нему осуществляется через съёмный лоток, предотвращающий разбрызгивание.

Простота эксплуатации и обслуживания:

- Механическое оборудование, не требующее частого обслуживания.
- Оборудовано датчиком наличия пакета.
- Использует первый и последний пакет в рулоне.

Работает как с Семенбэг (до 90 мл), так и с Смолбэг (до 45 мл).

Технические характеристики

110/230 V - 50/60 Hz - 200 W. Пневматическое давление 6-8 бар.

Упаковка

Коробка массой 97 кг и размером 60 x 80 x 93 см.

Производитель

Магарог, Испания.
