



АППАРАТ УЗИ МАГАСКАН

Производитель: Magapor

Преимущества

- Аппарат УЗИ с Wi-Fi – передача на мобильное устройство (планшет или смартфон).
- Водонепроницаемый зонд и планшет.
- Высокое качество изображения.
- Имеет кейс для переноски.

Биологические свойства

- Глубина: 100-180 мм, регулируемая.
- Замеры расстояния, площади и токология.
- Включает 8-дюймовый планшет и защитный чехол.

Упаковка

Коробка массой 3 кг и размером 50 x 40 x 15 см.

Производитель

Магарог, Испания.