



РАНЦЕВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-ВАКЦИНАТОР «Е+»

Производитель: [Goizper](#)

Спрей-вакциратор объемом 15 л, стекловолоконная штанга с ручкой и встроенным регулятором давления на 1,5 бар, диафрагменный насос, коническую насадку и дополнительный набор насадок.

Преимущества

- Вместимость 15 л.
- Рабочее давление: 1,5 бар.
- Легкая эргономичная конструкция, имеются мягкие регулируемые ляжки и ремень с карманом.
- Ручка для простоты транспортировки.
- Стекловолоконная штанга с регулируемой конической насадкой, дающую возможность установки различных насадок и аксессуаров.
- Диафрагменный насос, пригодный для распыления порошковых препаратов.
- Прозрачный боковой индикатор уровня.

Комплектация

Спрей-вакциратор объемом 15 л, стекловолоконная штанга с ручкой и встроенным регулятором давления на 1,5 бар, диафрагменный насос, коническую насадку и дополнительный набор насадок.

Набор насадок:

- Черная: размер капель 120 мкн (для всех ревакцинаций)
- Оранжевая: размер капель 150 мкн (ИБК/ТРТ/ СОГ первичная вакцинация)
- Зеленая: размер капель 170 мкн (НБ первичная вакцинация)
- Синяя: размер капель 200 мкн (для «горячих» вакцин и вакцин против кокцидиоза)

Характеристики

СПРЕЙ-ВАКЦИНАТОР «Е+» был разработан для вакцинации птицы большим объемом вакцины. Удобный эргономичный резервуар вакцилятора имеет объем 15 л. Стекловолоконная штанга с удобной ручкой и встроенным регулятором давления на 1,5 бар имеет регулируемую коническую насадку, дающую возможность установки различных форсунок с фиксированным размером капли и аксессуаров. Вакцилятор имеет диафрагменный насос, который может работать как с жидкостями, так и с порошками. Аккумулятор позволяет обеспечивать непрерывную работу вакцилятора в течении более 7 часов. Для обеспечения максимально равномерного распыления, вакцилятор снабжен функцией постоянного перемешивания, что особенно важно при вакцинации птицы против кокцидиоза.
