



НАБОР РТГА НБ GVII

Производитель: Evolink

Набор для количественного определения антител к HN белка вируса болезни Ньюкасла с помощью реакции торможения гемагглютинации эритроцитов.

Состав

В набор входят следующие компоненты:

- Инактивированный антиген (GVII) вируса болезни Ньюкасла в лиофилизированном виде расфасованный по 2 см³, во флаконы соответствующей вместимости. В один набор входит 5 флаконов с антигеном.
- Положительная сыворотка крови кур к вирусу НБ (положительный контроль) в лиофилизированном виде, расфасованной по 2 см³. В один набор входит 1 флакон с положительной сывороткой.
- Отрицательная (нормальная) сыворотка кур, не содержащая антител к вирусу НБ (отрицательный контроль) в лиофилизированном виде, расфасованной по 2 см³. В один набор входит 1 флакон с отрицательной сывороткой.
- 5 таблеток для приготовления фосфатно-буферного солевого раствора.

Биологические свойства

С помощью набора осуществляется количественное определение антител к гемагглютинин-нейраминидазе вируса болезни Ньюкасла с помощью реакции торможения гемагглютинации эритроцитов. Набор рассчитан на 500-1000 исследований.

Показания

Набор предназначен для:

- Серологического мониторинга распространения болезни Ньюкасла в популяциях сельскохозяйственных птиц;

- Оценки эффективности иммунизации поголовья против болезни Ньюкасла;
 - Ретроспективной диагностики болезни Ньюкасла по приросту уровня специфических антител.
-

Рекомендации по применению

Согласно инструкции набора.

Условия хранения

Хранят в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С.

Срок годности

24 месяца.

Упаковка

Компоненты набора расфасованы в стеклянные, укупоренные алюминиевыми колпачками, флаконы соответствующей вместимости. Этикированные флаконы с компонентами набора упаковывают в пластиковые/картонные коробки с наличием гнезд или перегородок, обеспечивающих целостность компонента.

Производитель

Evolink, Россия.
